

ElectroNeuro Feedback

PATOLOGIE TRATTATE

Dolore
Esiti di trauma
Traumi sportivi
Infiammazioni muscolari
Calcificazioni
Neuropatie
Emicrania
Mal di collo
Ematomi e contusioni
Artrosi, artrosi cervicale, artrite
Osteoartrite
Esiti di trauma e traumi sportivi
Infiammazioni muscolari
Calcificazioni

Trattamento delle patologie della colonna

- Lombalgie
- Dorsalgie
- Cervicalgie
- Radicoliti
- Algie su base osteoporotica
- Spondilolisi e spondilolistesi

Trattamento delle patologie dell'arto inferiore

- Borsiti
- Tendinite, Epicondilite, Epitrocleeite
- Distorsioni capsulo-legamentose
- Esiti di chirurgia protesica e ricostruttiva
- Sindromi da intrappolamento

Trattamento delle patologie dell'arto superiore

- Patologie della cuffia
- Blocco della spalla
- Instabilità
- Rachialgie
- Lesioni muscolo tendinee
- Epicondilite
- Patologie del capo lungo del bicipite

Sciatica
Ematomi
Problematiche dermatologiche
Asma e problematiche respiratorie
Problematiche neurologiche
Problematiche circolatorie
Problematiche urologiche
Problematiche ginecologiche

CONTROINDICAZIONI

- Pazienti portatori di pace-maker o altri strumenti elettronici sottocutanei
- Donne in gravidanza
- Problematiche oncologiche



Fisioterapia
ad alta tecnologia

FastTherapies

FAST THERAPIES Vicolo Torre, 11 - 25013 Carpenedolo (BS) ITALIA
Tel: +39 030 9966711 Fax: +39 030 9698320 info@fasttherapies.it

www.fasttherapies.com

FastTherapies

ElectroNeuroFeedback

FastTherapies

Fisioterapia ad alta tecnologia



DIAGNOSI

L'ENF è un efficacissimo strumento per la diagnostica, che individua con precisione dove fare la terapia.

TERAPIA

L'ENF è uno straordinario strumento riabilitativo che "dialoga" col corpo tramite un algoritmo interattivo e accelera i processi di autoriparazione dei tessuti.

VERSATILITÀ

Si utilizza su un'ampia gamma di patologie sia in fase acuta che cronica, scegliendo tra i protocolli memorizzati l'effetto antinfiammatorio, drenante, rigenerante, decalcificante o puramente antalgico.

NO EFFETTI COLLATERALI


È non invasivo e privo di effetti collaterali indesiderati.

FORMAZIONE

Per garantire la massima conoscenza dello strumento, è a disposizione dell'utilizzatore un ricco calendario di Corsi di formazione sull'uso dell'ENF.

PRATICITÀ

Per la sua compattezza e portabilità, l'ENF è lo strumento ideale in studio, sul campo di gioco, in terapia domiciliare ed in qualsiasi situazione.




IL SEGRETO E' NEL FEEDBACK

Il segreto della grande efficacia dell'ElectroNeuroFeedback (retroazione elettro-neurale) è nella sua tecnologia innovativa basata sul Feedback. Durante l'ENF terapia, si attiva un vero scambio con il soggetto, si ottengono maggiori informazioni sulle patologie e tempi riabilitativi più rapidi.

L'ElectroNeuroFeedback è uno strumento applicato su un organismo, basato su un algoritmo di generazione di impulsi elettrici, che attiva un circuito a retroazione negativa, mostrandone l'effetto in tempo reale.


Le normali attrezzature riabilitative possono essere regolate in vari modi ma poi, durante il trattamento, costringono l'organismo a ricevere un prefissato impulso per tutta l'applicazione. L'adattamento allo stimolo rende minimo il risultato. Invece, l'ENF libera il corpo da questo vincolo autoregolandosi in seguito ad ogni microcambiamento ed accelerando il processo di rigenerazione dei tessuti.



L'effetto è positivo sin dalla prima terapia. Il trattamento è di 10-20 minuti e capita che condizioni di disagio che durano da mesi, si risolvano in settimane, giorni o addirittura in un'unica seduta.

COME FUNZIONA

L'ENF È in grado di leggere i valori di impedenza della pelle e di trasmettere impulsi elettrici attraverso uno speciale algoritmo di interazione con l'organismo.



Tenendo il doppio elettrodo a contatto con la cute, l'ENF trasmette e riceve impulsi scambiandoli tra i due elettrodi. Durante lo scambio, gli impulsi vengono a contatto con le terminazioni nervose della cute e subiscono delle variazioni che sono registrate dall'attrezzatura.

LA DIAGNOSTICA

L'ENF individua con estrema precisione il punto del corpo che necessita del trattamento. Questa zona spesso non corrisponde a dove è localizzato il sintomo o dove la patologia potrebbe far supporre che esso sia. È un funzionalità incredibilmente utile, che già da sola rende l'ENF uno strumento diagnostico straordinario, anche in abbinamento ad una terapia manuale.

LA RIABILITAZIONE

In modalità terapeutica, basandosi su parametri legati all'impedenza della cute, l'ENF rileva ed invia il segnale applicando un sofisticato algoritmo di compensazione della reazione del Sistema Nervoso. Due impulsi successivi non sono mai uguali tra loro ed è l'organismo che guida lo strumento regolandolo ad ogni istante. Questo massimizza l'efficacia del trattamento: l'impulso cambia continuamente al variare della richiesta corporea e spesso, in pochi minuti, i mutamenti nel paziente sono sorprendenti.



Sonda Micro

Adatta al trattamento di zone molto piccole, del viso, di zone riflesse e di agopunti.

Sonda Micro Doppia

Adatta alla stimolazione muscolare e di punti distali ma correlati tra loro.

Sonda Mini

Adatta al trattamento di zone piccole, consente di osservare il display durante l'utilizzo dell'ENF.

Sonda Mini Pettine

Adatta al trattamento di zone irsute e cuoio capelluto e zone molto delicate.

Sonda Maxi

Adatta al trattamento su ampie aree. Indicata per l'uso automatico con timer.

Sonda Maxi Doppia

Adatta al trattamento di articolazioni ed ampie aree. Indicata per l'uso automatico con timer.